



Spice up your workflow

CT motion SPICY



CDadapt

License

10%-90%（1%ステップ）の範囲でパルス法による生食と造影剤の混合注入が可能に。



Enhanced pressure and flow performance

最大注入圧力が13.5bar から17bar に。（196psi → 247psi）



Extended performance data of RIS/PACS Interface

License

バーコードによる自動ラベル認識
ラベルのバーコード読み取りと PACS への自動データ転送 (LOT 番号、有効期限、JAN コード)可能。



Remaining volume indication

わかりやすい信号表示と造影剤残量の表示が追加。



License

SYNCopen (CAN Class 4)

CT との同期は Canon, Siemens, GE に加えて、Fuji Film も可能に。